

多种灵活方便的使用方式

genex 具有多功能用途，易制备。糊状产品有不同的剂量。

产品名称	糊剂容量	凝固时间	产品编号
genex 可塑形凝固膏剂，用于植入和注入。	5cc	约 15 分钟	900-005
	10cc		900-010
genex ds 糊剂可用于注射。	2.5cc	约 15 分钟	980-002
	2.5cc x 2		980-205
	5cc		980-005

私人笔记：

请参阅《使用说明书》，了解适应症、禁忌症、警告和特别注意等信息。

版权所有©2018, Biocomposites、genex和Power to Restore 为 Biocomposites Ltd.的注册商标，保留所有权利。未经所有者 Biocomposites Ltd. 的事先书面许可，严禁对材料进行任何未授权的复印、复制、转载或再版。

专利授权: EP I390086 B1, US 8632796, CN ZL02809194.9, US 8496955

MA0137R3

参考文献： **1.** Yang, H.L., et al, Bone healing response to a synthetic calcium sulfate/beta-tricalcium phosphate graft material in a sheep vertebral body defect model. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2012. 100B(7): p. 1911-21. **2.** Data on File, Mr A Nissar and Mr S Gopal. **3.** Data on File, Mr HK Sharma. **4.** Data on File, Prof JB Richardson.

超强的骨修复力不留痕迹



创伤留下的
唯一证据

治疗创伤与骨不连的完美搭档


genex 是骨愈合的催化剂，能增强机体自身的愈合能力，同时以稳定的速度重建骨的正常结构。12个月后，移植物完全吸收且被新骨所取代。不会因为外来物的残留而破坏结构的完整性。^{1,2}

✓ 批准用于非承重的骨空腔和骨缺陷。

在一系列的外科手术应用中genex 提供了长期的极佳的疗效，包括胫骨平台骨折和长骨的骨不连。²⁻⁴



胫骨平台骨折³



股骨近端骨折²



胫骨远端不愈合⁴

可完全吸收且不留痕迹

genex 具有先进的设计理念，它能精确平衡β磷酸钙/半水硫酸钙化合物。

- ✓ 不含羟基磷灰石 (HA)
- ✓ 12 个月内被完全吸收
- ✓ 增强成骨反应
- ✓ 恢复强壮健康的骨骼



联系方式：

电话：021-638 02385

地址：上海市恒丰路 436 号
环智国际大厦 704 室

更多产品信息请访问：
biocomposites.com.cn