

## Flexibilité à portée de main

genex est polyvalent et facile à préparer. Il consiste en une pâte ou un mastic dans une gamme de volumes.

PRODUIT	VOLUME DE LA PÂTE	TEMPS DE PRISE	CODES DE COMMANDES
genex Pâte durcissante pour le modelage, l'injection et le remplissage	5cc	Environ 15 minutes	900-005
	10cc		900-010
genex ds Pâte durcissante pour les sites opératoires difficiles d'accès	2.5cc	Environ 15 minutes	980-002
	5cc		980-005
genex putty Mastic non-durcissant qui ne requiert pas de mélange	2.5cc	Non-durcissant	920-002
	5cc		920-005
	10cc		920-010

Notes personnelles

Pour les indications d'utilisation, les contre-indications, les mises en garde et les précautions d'utilisation, se référer aux instructions d'utilisation.

©2018, Biocomposites, genex et Power to Restore sont des marques déposées et enregistrées du groupe Biocomposites Ltd. La copie, la reproduction, la publication ou la réédition est interdite sans autorisation préalable de Biocomposites Ltd.

Brevets délivrés: EP 1390086 B1, US 8632796, CN ZL02809194.9, US 8496955

**Références:** **1.** Yang, H.L., et al., Bone healing response to a synthetic calcium sulfate/beta-tricalcium phosphate graft material in a sheep vertebral body defect model. J Biomed Mater Res B Appl Biomater, 2012. 100B(7): p. 1911-21. **2.** Data on File, Mr A Nissar and Mr S Gopal. **3.** Data on File, Mr HK Sharma. **4.** Data on File, Prof JB Richardson.

## POUVOIR DE RESTAURER SANS LAISSER DE TRACE



La seule preuve  
subsistante du traumatisme

## Partenaire idéal pour les traumatismes et les non-consolidations

genex est un catalyseur de la guérison osseuse. Il complète les processus naturels de guérison du corps et stimule la restauration de la structure normale de l'os à un rythme soutenu. Il est complètement absorbé sur une période de 12 mois sans laisser d'artefacts étrangers qui nuiraient à l'intégrité structurelle.<sup>1,2</sup>

- ✓ Indiqué pour le comblement de cavités osseuses ou de défauts osseux non intrinsèques à la stabilité de la structure osseuse

genex offre des résultats efficaces à long-terme à travers une gamme d'applications chirurgicales, notamment les fractures du plateau tibial et les non-consolidations des fractures os longs<sup>2-4</sup>



FRACTURES DU  
PLATEAU TIBIAL<sup>3</sup>



FRACTURES DU  
FÉMUR PROXIMAL<sup>2</sup>



FRACTURES NON-CONSOLIDÉES DU  
TIBIA DISTAL<sup>4</sup>

## Créé pour une absorption totale sans laisser de trace

genex est précisément équilibré en phosphate tricalcique  $\beta$  /sulfate de calcium semi-hydraté avec des propriétés notables.

- ✓ Ne contient pas d'hydroxyapatite
- ✓ Complètement absorbé en 12 mois
- ✓ Favorise la réaction ostéogénique
- ✓ Restaure des os solides et en bonne santé



Découvrez le  
vrai potentiel à  
**biocomposites.com**